

## VERSANDMATERIALBESTELLUNG

Institut für Pathologie Kaufbeuren-Ravensburg

### Histologie

- ..... PE-Gefäße (lang (wie Reagenzglas) **Formalin gefüllt**)
- ..... PE-Gefäße (klein – **Formalin gefüllt**)
- ..... Gefäße 20 ml (leer)
- ..... Gefäße 50 ml (leer)
- ..... Gefäße 100 ml (leer)
- ..... Gefäße 200 ml (leer)
- ..... Gefäße 500 ml (leer)
- ..... Gefäße 1000 ml (leer)
- ..... DIF-Gefäße
- ..... Formalin – 5 Liter Kanister im Austausch
- ..... Gefäße 35 ml (**Formalin gefüllt, für KM-Stanzen**)
- ..... Gefäße 20 ml (**Formalin gefüllt**)
- ..... Gefäße 50 ml (**Formalin gefüllt**)
- ..... Gefäße 100 ml (**Formalin gefüllt**)
- ..... Gefäße 200 ml (**Formalin gefüllt**)
- ..... Gefäße 500 ml (**Formalin gefüllt**)
- ..... Gefäße 1000 ml (**Formalin gefüllt**)
- ..... Eimer mit Deckel ab 2,5 Liter
- ..... Formalin – 1 Liter Flasche im Austausch

### Zytologie

- ..... Punktatgefäße 50 ml (Falcon)
- ..... Punktatgefäße 15 ml (Falcon) gefüllt mit CytoRich
- ..... Objektträger (50/Packung)
- ..... Szalay-Cyto Spatel Nr. 1 (25 pro Pck.)
- ..... Cetrobrush Protecting Ball (25 pro Pck.)
- ..... Rovers Combi Brush (**nicht für Schwangere geeignet!**) (25 pro Pck.)
- ..... Rovers Cervex Brush (25 pro Pck.)
- ..... Intermed Bürsten-Abstrich
- ..... Gynobrush Plus (10 pro Pck.)
- ..... ThinPrep-Gefäße Hologic (für **Dünnschicht**) (25 pro Stiege)
- ..... HPV-Gefäße Roche
- ..... Watteträger – kl. Kopf (Pck.) 15 cm lang
- ..... Watteträger – kl. Kopf (Pck.) 23 cm lang
- ..... Watteträger – gr. Kopf (Pck.) 20 cm lang
- ..... Fixierspray (Resofix 250 ml-Flasche)
- ..... Objektträgerbehälter: 2 OT oder 5 OT
- ..... Fixieralkohol (1 Liter-Flasche) ISO-Alk. oder 99 % - bitte markieren

### Sonstiges

- ..... Untersuchungsanträge
- ..... Versandtüten (bitte ankreuzen) **dunkelblau** ( ) oder **grün** ( )
- ..... Druckverschlussbeutel (durchsichtig)
- ..... Klammern
- ..... gelbe Adressaufkleber
- ..... Etiketten, weiß (40/pro Blatt)
- ..... **Oral-Zytologie (Zytohistologie) Bürsten-Sets**  
(Aus versandkostentechnischen Gründen werden jeweils mindestens 3 Sets verschickt!)

**Bitte legen Sie Ihre Bestellung der Transportkiste bei oder senden Sie uns Ihre Bestellung per Tel.: 08341/96094266 oder E-Mail: [lagerverwaltung@pathologie-kaufbeuren.de](mailto:lagerverwaltung@pathologie-kaufbeuren.de) Bestellformular auch unter [www.pathologie-kaufbeuren.de](http://www.pathologie-kaufbeuren.de) abrufbar.**

### Praxisstempel: